



【片持ちチャック治具（板状サンプル固定用）】

⇒板状のサンプルまたは、サンプルを貼り付けた素焼き板をチャック固定できる治具です。



【片持ちチャック治具+樹脂埋め込み試料用チャック（包埋試料固定用）】

⇒包埋試料のスライシングが可能なチャック治具になります。



試料締め付け部 ※3mm 六角レンチを使用

試料または治具の締め付け部 ※4mm 六角レンチを使用

④片持ちチャック治具を MPC-200 本体の試料送りステージへ固定します。※5mm 六角レンチを使用

